

Romed[®]
HOLLAND

MANUEL D'UTILISATION



**Tensiomètre entièrement
automatique**

REF : BP-1000

CE
0044

Contenu

A. Spécifications	1
B. Consignes de sécurité	2
C. À propos de la tension artérielle	3
D. Identification des pièces	5
E. Installation des piles	6
F. Réglage de l'heure	7
G. Effacer des mémoires	8
H. À propos de la touche tactile	8
I. Pose de la manchette	9
J. Procédure de mesure	10
K. Prendre une mesure	11
L. Rappeler des mémoires	12
M. Dépannage	13
N. Entretien	14
Q. Explication des symboles sur l'appareil	15
R. Informations sur la compatibilité électromagnétique	16

A. Spécifications

Méthode de mesure	Oscillométrique
Plage de mesure	30-280mmHg
Plage d'impulsions	40 – 199p/min
Précision de mesure	Pression : ± 3 mmHg Pouls : ± 5 %
Taille de la manchette	52 x 13.5cm (manchette normale)
État de fonctionnement	+10°C ~ + 40°C / 30%RH ~ 80%RH
Condition de stockage	-5°C ~ +35° / 30%RH ~ 80%RH
Source de courant	4 x piles AA
Dimensions	Environ. 150 (L) x 110 (W) x 65 (H) mm
Poids env.	370g sans piles
Affichage	LCD, rétro-éclairé
Touche pavé tactile	Touche réglage/horloge Touche marche/arrêt Touche mémoire
Mémoire	99 mesures Peut afficher la moyenne des 2 dernières mesures

B. Consignes de sécurité

1. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il n'est pas destiné à remplacer une consultation avec votre médecin.
2. Pour les utilisateurs diagnostiqués avec une arythmie courante (extrasystoles auriculaires ou ventriculaires ou fibrillation auriculaire), du diabète, une mauvaise circulation sanguine, des problèmes rénaux, ou pour les utilisateurs ayant subi un accident vasculaire cérébral, ou pour les utilisateurs inconscients, l'appareil peut ne pas convenir à l'utilisation. Consultez votre médecin en cas de doute.
3. Ce moniteur ne doit pas être utilisé par des enfants pour éviter d'éventuelles situations dangereuses.
4. L'appareil contient des assemblages de haute précision. Par conséquent, évitez les températures extrêmes, l'humidité et la lumière directe du soleil. Évitez de laisser tomber ou de heurter fortement l'unité principale et protégez-la de la poussière.
5. Des piles qui fuient peuvent endommager l'appareil. Retirez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
6. N'activez pas l'appareil lorsque la manchette n'est pas connecté ou que la manchette n'est pas enroulé sur votre bras.
7. Ne démontez pas le moniteur ou la manchette, ne lavez pas la manchette.
8. Si l'appareil est stocké dans un endroit froid, laissez-le s'acclimater à température ambiante. Veuillez également vous référer à l'environnement de travail.
9. Nettoyez soigneusement le corps de l'appareil et la manchette avec un chiffon doux. N'appuyez pas sur l'écran LCD, ne nettoyez pas l'écran LCD avec de l'alcool ou de l'essence.
10. Pour éviter des résultats inexacts causés par des interférences électromagnétiques entre les équipements électriques et électroniques, n'utilisez pas l'appareil à proximité d'un téléphone portable, etc.

C. À propos de la tension artérielle

Qu'est-ce que la tension artérielle ?


La pression artérielle est la pression exercée sur le tube artériel pendant que le sang circule dans les artères. La pression mesurée lorsque le cœur se contracte et envoie le sang hors du cœur est systolique (haute pression). La pression mesurée lorsque le cœur se dilate avec le retour du sang dans le cœur est appelée diastolique (pression basse).

Pourquoi mesurer votre tension artérielle ?

Parmi les différents problèmes de santé actuels, les problèmes liés à l'hypertension artérielle sont très courants. La corrélation dangereusement forte entre l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires a rendu la mesure de la pression artérielle plus importante que jamais.

Tableau de classification de la pression artérielle

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a élaboré une norme de pression artérielle, selon laquelle les zones de pression artérielle à faible et à haut risque sont identifiées. Cette norme, cependant, est une ligne directrice générale, car la pression artérielle d'un individu varie selon les personnes et les groupes d'âge, etc.




C. À propos de la tension artérielle

Il est important de consulter régulièrement votre médecin. Votre médecin vous indiquera votre plage de tension artérielle normale ainsi que le point auquel vous serez considéré comme à risque.



Fluctuation de la pression artérielle

La tension artérielle fluctue tout le temps!

Ne vous inquiétez pas si vous obtenez deux ou trois mesures à des niveaux élevés. La pression artérielle change au cours du mois et même tout au long de la journée. Il est également influencé par la saison et la température, la condition personnelle, etc.



D. Identification des pièces




1. Pression systolique
2. Pression diastolique
3. Pouls
4. Heure et date
5. Indicateur de fréquence cardiaque
6. Indicateur de pile faible
7. Numéro de mémoire

E. Installation des piles

1. Appuyez vers le bas et faites glisser le couvercle de la batterie dans le sens de la flèche pour ouvrir le compartiment de la batterie.

2. Installez ou remplacez 4 piles « AA » dans le compartiment à piles, en veillant à ce que les polarités (+) et (-) soient correctes.



3. Faites glisser le couvercle de la batterie pour fermer le compartiment de la batterie. Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles.

4. Vous devez remplacer les piles lorsque :

1) L'icône de batterie faible  apparaît à l'écran.  n'apparaîtra pas lorsque la batterie est pleine.

2) Appuyez sur la touche «  » mais rien n'apparaît à l'écran.

Mise en garde:

1. La durée de vie de la batterie varie en fonction de la température et peut être plus courte à basse température.

2. Les piles sont des déchets dangereux. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

3. Utilisez des piles alcalines pour prolonger la durée de vie des piles.

F. Réglage de l'heure

1. Dans l'état d'arrêt, appuyez sur la touche «  » pour afficher l'heure.

2. Appuyez sur la touche «  » pendant plus de 3 secondes pour entrer dans le mode « set ». L'écran affichera un chiffre clignotant indiquant l'année. Appuyez sur la touche «  » pour obtenir l'année souhaitée.

3. Appuyez à nouveau sur la touche «  », l'écran affichera un chiffre clignotant indiquant le mois. Appuyez sur la touche «  » pour obtenir le mois désiré. Appuyez ensuite à nouveau sur la touche «  » pour régler le jour. Appuyez sur la touche «  » pour obtenir le jour souhaité.

4. Appuyez sur la touche «  », l'écran affichera un chiffre clignotant indiquant l'heure/minute, procédez selon "l'étape 3" pour obtenir l'heure souhaitée.

5. Appuyez sur la touche «  » pendant la procédure de réglage de l'heure pour arrêter directement le processus de réglage de l'heure. Le résultat du réglage sera enregistré.

Noter:

Le réglage de l'heure ne fonctionne que dans l'état d'arrêt. Veuillez passer l'appareil à l'état d'arrêt avant le réglage de l'heure.

À propos de l'horloge indépendante

Un dispositif d'horloge indépendant intégré pourrait garantir l'heure avec précision, lorsque l'appareil est sans batterie.



An



Mois



Jour



Heure





Minute



G. Effacer des mémoires

1. En mode «set», après avoir réglé l'heure, appuyez à nouveau sur la touche «» pour voir apparaître le symbole «» sur l'écran LCD en clignotant.



2. Appuyez longuement sur la touche «» jusqu'à ce que l'écran LCD affiche « CL », et appuyez à nouveau sur la touche «» pour confirmer l'effacement de tous les résultats de mesure

3. Appuyez sur la touche «» pour revenir à l'état « Veille ».

H. À propos de la touche tactile

Lors de l'installation de la batterie, ne touchez pas le clavier. L'écran affichera « **AA** », puis il s'éteindra plus tard.




Lorsque vous allumez l'appareil à l'aide des touches tactiles, vous devez appuyer sur la touche tactile pendant 1 à 2 secondes en continu.


Si la touche tactile ne fonctionne pas correctement, veuillez éloigner votre doigt, attendez 4 à 10 secondes, elle reviendrait à l'état correct.

I. Pose de la manchette


1. Branchez le tube de connexion de la manchette dans l'appareil et déballez la manchette en laissant l'extrémité « index » de la manchette à travers l'anneau en D.




2. Mettez la manchette sur votre bras gauche, assurez-vous que le tube à air est à l'intérieur du coude.



3. Tournez votre paume gauche vers le haut et ajustez le bord de la manchette à environ 2-3 cm au-dessus du coude.



5. Serrez la manchette en tirant sur l'extrémité « Index » de la manchette.




Noter:

La " PLAGE D'AJUSTEMENT APPROPRIÉE".

Si la pointe de la flèche Index se situe dans la « PLAGE D'AJUSTEMENT APPROPRIÉE », cela indique que ce manchette vous convient.


Si la pointe de la flèche de l'index sort de la « PLAGE D'AJUSTEMENT APPROPRIÉE », vous aurez peut-être besoin d'un petit/grand manchette pour la mesure. Veuillez consulter votre vendeur au sujet du changement de manchette.



J. Procédure de mesure

Conseils importants pour les mesures de pression artérielle les plus précises

- Asseyez-vous confortablement à une table et posez votre bras sur la table;
- Détendez-vous pendant environ cinq à dix minutes avant la mesure;
- Placez le centre de la manchette à la même hauteur que votre cœur;
- Restez immobile et silencieux pendant la mesure;
- Ne mesurez pas juste après un exercice physique ou un bain;
- Reposez-vous vingt à trente minutes avant de prendre la mesure;
- Essayez de mesurer votre tension artérielle à la même heure chaque jour.



Noter:

Pendant la mesure, ne vous inquiétez pas si vous sentez que la manchette est très serré.

La pression artérielle d'un individu varie constamment, en fonction de l'heure de la journée et de ce que vous avez mangé. Ce que vous buvez peut avoir un effet très fort et rapide sur votre tension artérielle.

Cet appareil mesure la pression artérielle par une méthode oscillométrique, ce qui signifie qu'il mesure la fluctuation de la pression. Si vous avez un rythme cardiaque très faible ou irrégulier, l'appareil peut avoir des difficultés à déterminer votre tension artérielle.

K. Prendre une mesure

1. Appuyez sur la touche «  ». Tous les chiffres s'allumeront, vérifiant les fonctions d'affichage. Le processus de vérification sera terminé après environ 2 secondes.

2. Une fois tous les symboles apparus, l'écran affiche un « 0 » clignotant. Le moniteur est maintenant prêt à mesurer et se gonflera automatiquement à une valeur de pression réglée autour de 180 mmHg. Ce moniteur se regonflera automatiquement à environ 210 mmHg si le système détecte que votre corps a besoin de plus de pression pour prendre la mesure.



3. Après avoir gonflé à la pression établie, l'appareil commence à se dégonfler, lorsque le rythme cardiaque a été détecté, un symbole de cœur « ♥ » clignotera sur l'écran. La marque clignotante « ♥ » clignote à chaque battement de cœur.

4. Lorsque la mesure est terminée, la manchette se dégonfle automatiquement. Systolique, diastolique et pouls avec date/heure seront affichés simultanément sur l'écran LCD. Les résultats de mesure seront enregistrés automatiquement. Si une erreur a été détectée pendant la mesure, le symbole « E » s'affiche à l'écran. Veuillez-vous référer au dépannage à la page 13.

5. Appuyez sur la touche «  » pour éteindre l'appareil. Détachez la manchette et emballez l'appareil dans la boîte pour préserver l'appareil.

Noter:

Ce moniteur s'éteindra automatiquement après 3 minutes. Pour arrêter la procédure de mesure, veuillez appuyer directement sur la touche «  ».



L. Rappeler des mémoires

Noter:

- Cet appareil stocke automatiquement quatre-vingts mesures dans la mémoire. Les données sont toujours conservées dans l'appareil.
- Cet appareil est capable d'enregistrer la systolique, la diastolique et le pouls simultanément avec l'heure/les données.
- Cet appareil est capable d'afficher les résultats moyens des 2 dernières mesures.

1. Dans l'état « Veille ». Appuyez sur la touche «  » pour entrer dans la fonction de rappel de mémoire.

2. Après avoir appuyé sur la touche «  », un symbole «  **A** » s'affichera. La moyenne systolique, diastolique et le pouls des 2 dernières mesures s'afficheront.



Remarque : Le symbole « **A** » signifie moyenne.

3. Appuyez à nouveau sur la touche «  » pour obtenir les derniers résultats. En appuyant sur la touche «  » pour obtenir les résultats de mesure souhaités.

4. Maintenez la touche «  », le numéro de mémoire augmentera rapidement, relâchez la touche «  » pour obtenir les résultats de mesure souhaités.

5. Après l'affichage des premiers résultats de mesure, le nombre passe à « 1 ».

6. Appuyez sur la touche «  » pour terminer le rappel des mémoires et revenir à l'état « Veille ».



M. Dépannage

Problème	Raison possible	Action recommandée
Rien n'apparaît sur l'affichage, même lorsque l'appareil est sous tension.	Les piles sont épuisées	Remplacez toutes les piles par des neuves
	Les bornes de la batterie ne sont pas dans la bonne position	Réinstallez les piles avec les bornes négatives et positives correspondant à celles indiquées sur le compartiment des piles
La manchette ne se gonfle pas	La tension de la batterie est trop faible. La marque LOW BATTERY clignote. Si les piles sont complètement déchargées, la marque n'apparaît pas.	Remplacez toutes les piles par des neuves
L'appareil ne mesure pas	La manchette n'est pas correctement attaché.	Fixez correctement la manchette
	Vous avez bougé votre bras ou votre corps pendant la mesure.	Assurez-vous de rester immobile et silencieux pendant la mesure
	La position de la manchette n'est pas correcte.	Asseyez-vous confortablement et immobile. Levez la main pour que la manchette soit au même niveau que votre cœur
	-----	Si vous avez un rythme cardiaque très faible ou irrégulier, l'appareil peut avoir des difficultés à déterminer votre tension artérielle
Les valeurs de mesure apparaissent trop élevées ou trop basses.	-----	La tension artérielle varie constamment De nombreux facteurs, notamment le stress, l'heure de la journée et la manière dont vous enroulez la manchette, peuvent affecter votre tension artérielle. Revoir la section "Prendre une mesure"
Autre	La valeur est différente de celle mesurée dans une clinique ou un cabinet médical.	Être dans une clinique peut provoquer des appréhensions. La pression peut être supérieure de 25 à 30 mm Hg.
	-----	Retirez les piles. Remettez-les correctement et essayez à nouveau la mesure

Noter:

Si le problème persiste, veuillez consulter la société auprès de laquelle vous avez acheté l'appareil et décrire les problèmes en détail.

Veuillez ne pas démonter l'appareil par vous-même et tenter de réparer l'appareil.

N. Entretien

1. Ne faites pas tomber ce moniteur et ne le soumettez pas à des chocs violents.
2. Évitez les températures élevées et la solarisation. N'immergez pas le moniteur dans l'eau car cela endommagerait le moniteur.
3. Si ce moniteur est stocké près du point de congélation, laissez-le s'acclimater à la température ambiante avant utilisation.
4. N'essayez pas de démonter ce moniteur.
5. Si vous n'utilisez pas le moniteur pendant une longue période, veuillez retirer les piles.
6. Si le moniteur devient sale, nettoyez-le avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou volatils.
7. Aucun composant à l'intérieur du moniteur ne peut être entretenu par l'utilisateur.
8. Après avoir ouvert l'emballage, les conditions environnementales pour le transport et le stockage
 - a) Température et humidité relative :
 - 20°C sans contrôle de l'humidité relative
 - +55°C à une humidité relative sans condensation jusqu'à 93%
 - b) Pression atmosphérique : 700 hPa à 1060 hPa

O. Explication des symboles sur l'appareil

	Sonde : pièce appliquée de type BF
	Numéro de série
	Code du lot
	Numéro de catalogue
	Marquage CE
	Date de fabrication
	Fabricant
	Garder au sec
	Tenir à l'écart de la lumière du soleil
	Limite de température
	Collecter séparément des autres déchets ménager
	Se référer au manuel d'utilisation
	Consulter les instructions d'utilisation
	Mise en garde

P. Informations sur la compatibilité électromagnétique

DÉCLARATION DU FABRICANT - ÉMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Le tensiomètre numérique automatique Romed est destiné à être utilisé dans les environnements électromagnétiques spécifiés ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du tensiomètre numérique automatique Romed doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.		
Essai d'émission	Conformité	Guidage de l'environnement électromagnétique
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	Le tensiomètre numérique automatique Romed utilise l'énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer des interférences avec les équipements électroniques à proximité.
Émissions RF CISPR 11	Classe B	Le tensiomètre numérique automatique Romed peut être utilisé dans tous les établissements, y compris les établissements domestiques et ceux directement connectés au réseau public d'alimentation électrique basse tension qui alimente les bâtiments à usage domestique.
Émissions harmoniques CEI 61000-3-2	Classe A	
Fluctuations de tension /émissions de scintillement CEI 61000-3-3	Conforme	

DÉCLARATION DU FABRICANT - IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Le tensiomètre numérique automatique Romed est destiné à être utilisé dans les environnements électromagnétiques spécifiés ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du tensiomètre numérique automatique Romed doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement			
Essai d'immunité	Niveau d'essai CEI 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique - guidage
Décharge électrostatique CEI 61000-4-2	±6 kV contact ± 8 kV air	±6 kV contact ± 8 kV air	Les sols doivent être en bois, en béton ou en carreaux de céramique. Si les sols sont recouverts de matériaux synthétiques, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Transitoire électrostatique / salve CEI 61000-4-4	±2kV pour les lignes d'alimentation ±1kV pour les lignes d'entrée/sortie	N'est pas applicable	N'est pas applicable
Monter CEI 61000-4-5	±1kV mode différentiel ±2kV mode commun	N'est pas applicable	N'est pas applicable
Creux de tension, coupures brèves et variations de tension sur les lignes d'entrée de l'alimentation CEI 61000-4-11	< 5% UT (>95% creux en UT) pendant 5 sec	N'est pas applicable	N'est pas applicable
Fréquence d'alimentation (50/60 Hz) champ magnétique CEI 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Les champs magnétiques à fréquence industrielle doivent être à des niveaux caractéristiques d'un emplacement typique dans un environnement commercial ou hospitalier typique.
REMARQUE : UT est la tension secteur AC avant l'application du niveau de test.			

P. Informations sur la compatibilité électromagnétique

DÉCLARATION DU FABRICANT - IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Pour les ÉQUIPEMENTS et SYSTÈMES qui ne sont pas vitaux

Le tensiomètre numérique automatique Romed est destiné à être utilisé dans les environnements électromagnétiques spécifiés ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du tensiomètre numérique automatique Romed doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.							
Essai d'immunité	Niveau d'essai CEI 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique -guidage				
RF rayonnée CEI 61000-4-3	3V/m 80MHz à 2.5GHz	3V/m 80MHz à 2.5GHz	<p>Les équipements de communication RF portables et mobiles ne doivent pas être utilisés plus près d'une partie quelconque du tensiomètre numérique automatique Romed, y compris les câbles, que la distance recommandée.</p> <p>distance de séparation calculée à partir de l'application de l'équation à la fréquence de l'émetteur.</p> <p>Distance de séparation recommandée</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>$d = 1.2 \sqrt{P}$</td> <td>80 MHz à 800 MHz</td> </tr> <tr> <td>$d = 2.3 \sqrt{P}$</td> <td>800 MHz à 2.5 GHz</td> </tr> </table> <p>Où P est la puissance de sortie maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur et d est la distance de séparation recommandée en mètres (m).</p> <p>Les intensités de champ des émetteurs RF fixes, telles que déterminées par une étude de site électromagnétique (a), doivent être inférieures à la niveau de conformité dans chaque plage de fréquences (b)</p> <p>Des interférences peuvent se produire à proximité d'équipements marqués du symbole suivant :</p> <div style="text-align: center;">  </div>	$d = 1.2 \sqrt{P}$	80 MHz à 800 MHz	$d = 2.3 \sqrt{P}$	800 MHz à 2.5 GHz
$d = 1.2 \sqrt{P}$	80 MHz à 800 MHz						
$d = 2.3 \sqrt{P}$	800 MHz à 2.5 GHz						
<p>NOTE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la gamme de fréquences la plus élevée s'applique.</p> <p>NOTE 2 Ces lignes directrices peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations.</p> <p>L'électromagnétique est affecté par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.</p>							
<p>a Les intensités de champ des émetteurs tels que les stations de base pour les radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles terrestres, les radios amateurs, les émissions de radio AM et FM et les émissions de télévision ne peuvent pas être prédites théoriquement avec précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l'intensité du champ mesuré à l'endroit où le tensiomètre numérique automatique Romed est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, le tensiomètre numérique automatique Romed doit être observé pour vérifier son fonctionnement normal. Si des performances anormales sont observées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, telles que la réorientation ou le déplacement du tensiomètre numérique automatique Romed.</p> <p>b Sur la plage de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à 3 V/m.</p>							

P. Informations sur la compatibilité électromagnétique

DÉCLARATION DU FABRICANT - IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Pour les ÉQUIPEMENTS et SYSTÈMES qui ne sont pas vitaux

Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF portables et mobiles et le tensiomètre numérique automatique Romed

Le tensiomètre numérique automatique Romed est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du tensiomètre numérique automatique Romed peut aider à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et le tensiomètre numérique automatique Romed, comme recommandé ci-dessous, en fonction de la sortie maximale puissance des équipements de communication.

Sortie maximale nominale de l'émetteur (W)	Distance de séparation selon la fréquence de l'émetteur (m)		
	150 kHz à 80 MHz	80 MHz à 800 MHz	800 MHz à 2.5 GHz
	$d = 1.2 \sqrt{P}$	$d = 1.2 \sqrt{P}$	$d = 2.3 \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n'est pas indiquée ci-dessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance de sortie maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur.

NOTER 1 À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la gamme de fréquences supérieure s'applique.

NOTER 2 Ces lignes directrices peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

Les instructions d'utilisation sont disponibles sur
notre site Web dans différentes langues.



Scan me
for more languages



VAN OOSTVEEN MEDICAL B.V. - ROMED - HOLLAND
HERENWEG 269, 3648 CH WILNIS, THE NETHERLANDS
WWW.ROMED.NL - VO02,2020-II